

新春!

最大
73% OFF!!
~33% OFF!

親水性ポリマーベース固相抽出(SPE)カラム&プレート

EVOLUTE®

大特価キャンペーン

9,980円均一!

キャンペーン期間: 2012年4月末日ご注文分まで



EVOLUTE®は、親水性ポリマーベースの固相抽出カラム&プレートです。

ポアサイズを最適化した細孔構造により、タンパク質などの高分子干渉成分を効果的に除去し、様々な水系サンプルからターゲット化合物を回収します。

シンプルで汎用性の高い一般メソッド(ジェネリックメソッド)をご用意しています。

EVOLUTE®の利点

- タンパク質、塩、非イオン性干渉成分やリン脂質を除去
- ウルトラクリーンなサンプル前処理
- イオンサプレッションの低減
- 様々なターゲット化合物を優れた回収率と再現性で抽出
- 5種類の充填剤/2種類の粒径(30µm/50µm)から選択可能

評価用フリーサンプル
をご用意しています!*

※評価用サンプルはカラムタイプでの提供となります。
プレートタイプでのサンプルをご希望の場合には、バイオタージ・ジャパンまでお問い合わせください。

キャンペーン対象製品

キャンペーン期間中
9,980円均一！！

EVOLUTE ABN 30 μ m 親水性/疎水性バランス充填剤

製品番号	製品	価格 (消費税別) ()内は定価です
600-0001-A	EVOLUTE ABN 10mg/1mL, 100/pk	(¥17,300) → ¥9,980
600-0002-B	EVOLUTE ABN 25mg/3mL, 50/pk	(¥14,900) → ¥9,980
600-0002-G	EVOLUTE ABN 25mg/10mL, 50/pk	(¥17,000) → ¥9,980
600-0010-P01	EVOLUTE ABN 10mg FIXED WELL PLATE, 1/pk	(¥33,100) → ¥9,980
600-0025-P01	EVOLUTE ABN 25mg FIXED WELL PLATE, 1/pk	(¥33,100) → ¥9,980

EVOLUTE ABN 50 μ m 親水性/疎水性バランス充填剤

610-0005-B	EVOLUTE ABN 50 μ m 50mg/3mL, 50/pk	(¥20,300) → ¥9,980
610-0010-B	EVOLUTE ABN 50 μ m 100mg/3mL, 50/pk	(¥33,800) → ¥9,980
610-0020-B	EVOLUTE ABN 50 μ m 200mg/3mL, 50/pk	(¥37,500) → ¥9,980
610-0020-C	EVOLUTE ABN 50 μ m 200mg/6mL, 30/pk	(¥21,500) → ¥9,980

73%
OFF!

EVOLUTE CX 30 μ m ミックスモード強陽イオン交換充填剤

601-0010-P01	EVOLUTE CX 10mg Fixed Well Plate, 1/pk	(¥25,600) → ¥9,980
601-0025-P01	EVOLUTE CX 25mg Fixed Well Plate, 1/pk	(¥29,400) → ¥9,980

EVOLUTE CX 50 μ m ミックスモード強陽イオン交換充填剤

611-0005-B	EVOLUTE CX 50 μ m, 50mg/3mL, 50/pk	(¥18,000) → ¥9,980
611-0010-B	EVOLUTE CX 50 μ m, 100mg/3mL, 50/pk	(¥21,400) → ¥9,980
611-0020-C	EVOLUTE CX 50 μ m, 200mg/ 6mL, 30/pk	(¥21,400) → ¥9,980

EVOLUTE WCX 30 μ m ミックスモード弱陽イオン交換充填剤

602-0010-P01	EVOLUTE WCX 10g FIXED WELL PLATE, 1/pk	(¥36,000) → ¥9,980
602-0025-P01	EVOLUTE WCX 25mg FIXED WELL PLATE, 1/pk	(¥36,000) → ¥9,980

EVOLUTE WCX 50 μ m ミックスモード弱陽イオン交換充填剤

612-0005-B	EVOLUTE WCX 50 μ m 50mg/3mL column, 50/pk	(¥18,000) → ¥9,980
612-0010-B	EVOLUTE WCX 50 μ m 100mg/3mL column, 50/pk	(¥21,000) → ¥9,980
612-0020-C	EVOLUTE WCX 50 μ m 200mg/6mL column, 30/pk	(¥21,000) → ¥9,980

EVOLUTE AX 30 μ m ミックスモード強陰イオン交換充填剤

603-0010-P01	EVOLUTE AX 10mg FIXED WELL PLATE, 1/pk	(¥36,000) → ¥9,980
603-0025-P01	EVOLUTE AX 25mg FIXED WELL PLATE, 1/pk	(¥36,000) → ¥9,980

EVOLUTE AX 50 μ m ミックスモード強陰イオン交換充填剤

613-0005-B	EVOLUTE AX 50 μ m 50mg/3mL, 50/pk	(¥18,000) → ¥9,980
613-0010-B	EVOLUTE AX 50 μ m 100mg/3mL, 50/pk	(¥21,000) → ¥9,980
613-0020-C	EVOLUTE AX 50 μ m 200mg/6mL, 30/pk	(¥21,000) → ¥9,980

EVOLUTE WAX 30 μ m ミックスモード弱陰イオン交換充填剤

604-0010-P01	EVOLUTE WAX 10mg FIXED WELL PLATE, 1/pk	(¥36,000) → ¥9,980
604-0025-P01	EVOLUTE WAX 25mg FIXED WELL PLATE, 1/pk	(¥36,000) → ¥9,980

EVOLUTE WAX 50 μ m ミックスモード弱陰イオン交換充填剤

614-0005-B	EVOLUTE WAX 50 μ m 50mg/3mL, 50/pk	(¥18,000) → ¥9,980
614-0010-B	EVOLUTE WAX 50 μ m 100mg/3mL, 50/pk	(¥21,000) → ¥9,980
614-0020-C	EVOLUTE WAX 50 μ m 200mg/6mL, 30/pk	(¥21,000) → ¥9,980



Biotage バイオタージ・ジャパン株式会社

本社：〒136-0071 東京都江東区亀戸1-14-4, 6F

TEL 03-5627-3123 FAX 03-5627-3121

大阪：〒532-0011 大阪市淀川区西中島7-1-29, 6F

TEL 06-6838-9311 FAX 06-6838-9312

URL: <http://www.biotage.co.jp/>

E-mail: Japan_info@biotage.com